

TERMOMETRO SONORO



Termometro corporeo parlante con indicazione LCD e risposta veloce

- Misura della temperatura fra 32 e 42.9 °C
- Display LCD di grandi dimensioni, facile da leggere
- Allarme presenza Febbre
- Non ci sono parti in vetro e non c'è presenza di mercurio.

Modo di utilizzo:

1. Per una lettura accurata non cambiare la posizione di misura (in bocca o sotto l'ascella)
2. Durante la misura orale, evitare di masticare o parlare

Batterie incluse.

CODICE ISO per contributo attraverso il Servizio Sanitario Nazionale:
09.48.03.003 TERMOMETRO SONORO